


Mab De Coelho Anti-IL11Ra Para Wb - Q14626

Número do item: CM0011569



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra IL11RA humano (Q14626). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de câncer e desenvolvimento ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho IL11RA
Observações/Alias	CRSDA; IL11RA
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3590
ID do gene	3590
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q14626
Peso da proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo