


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL11Ra Para Wb E Elisa - Q14626

Número do item: CM0028180



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho IL11RA validado para Western blotting e ELISA. Detecta IL11RA humana com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre sinalização IL11, desenvolvimento craniofacial e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL11RA pAb de Coelho
Observações/Apelido	CRSDA; IL11RA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3590
ID do Gene	3590
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-290 do IL11RA humano (NP_001136256.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14626
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo