

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL12 Para Wb E Elisa - P29460

Número do item: CM0005527



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IL12 de alta qualidade para WB e ELISA, direcionado à subunidade beta da IL-12 humana (IL12B), uma citocina crítica para o crescimento de células T/NK e produção de IFN-gama. Adequado para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL12 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12
Espécie	Humano
GeneID	3593
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-328 da IL-12 humana. (NP_002178.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29460
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de Gelo