

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL12 Para Wb, Elisa - P29459 / P29460

Número do item: CM0027314



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL12 humano (p35/IL12A e p40/IL12B), adequado para WB e ELISA. Útil para estudar a sinalização da citocina IL-12, a diferenciação Th1 e os mecanismos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3592/3593
GeneID	3592/3593
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-328 da IL12B humana/23-219 da IL12A humana (NP_002178.2/NP_001384921.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29459/P29460
Peso Proteico	25kDa/37kDa
Transporte	Saco de gelo