


Anticorpo Policlonal Anti-IL12A Para Wb, Elisa - P29459

Número do item: CM0024075



introdução

O pAb de Coelho IL12A (P29459) é um anticorpo policlonal produzido contra um peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 50-150 do IL12A humano. Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para IL12A humano, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL12A Rabbit pAb
Observações/Apelido	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A; IL12A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3592
GeneID	3592
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do IL12A humano (NP_000873.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29459
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo