


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL12B Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P43432

Número do item: CM0004438



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a IL12B (p40) de camundongo, validado para WB, IHC-P, FC (intracelular) e ELISA. Reage com IL12B humano. Ideal para pesquisa de sinalização de IL-12/IL-23.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL12B mAb de Coelho
Observações/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3593
ID do Gene	16160
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-335 da IL12B de camundongo (NP_001290173.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P43432
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo