

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-IL12B Para Wb, Elisa - P29460

Número do item: CM0014922



introdução

IL12B pAb de coelho validado para WB e ELISA. Reconhece a subunidade beta da IL-12 humana e de camundongo, uma citocina envolvida na ativação de células T e NK e na produção de IFN-gama. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL12B pAb de Coelho
Observações/Apelidos	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3593
ID do Gene	3593
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-328 da IL12B humana (NP_002178.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P29460
Peso da Proteína	37kDa
Transporte	Bolsa de gelo