


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL12B Para Wb, Elisa - P43432

Número do item: CM0020798



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL12B de rato para WB e ELISA, com reação cruzada com humano. Tem como alvo a subunidade p40 da IL-12 e da IL-23, citocinas-chave na ativação de células T/NK e na produção de IFN-gama. Somente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL12B Rabbit pAb
Observações/Apelido	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3593
GeneID	16160
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-335 da IL12B de rato. (NP_001290173.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43432
Peso Proteico	38kDa
Envio	Em saco de gelo