


Anti-IL12Rb1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P42701

Número do item: CM0023627



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o IL12RB1 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar a sinalização IL-12/IL-23 e mecanismos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL12RB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD212; IMD30; IL12RB; IL-12R-BETA1; IL12RB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3594
ID do Gene	3594
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-305 do IL12RB1 humano (NP_714912.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42701
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo