


## Anticorpo Policlonal Anti-IL12Rb2 Para Wb, Elisa - Q99665

Número do item: CM0013069



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL12RB2 humano para WB e ELISA, reativo cruzado com camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização do receptor de IL-12 na biologia de células T e células NK.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | IL12RB2 pAb de Coelho                                                                                                                               |
| Observações/Apelido | IL12RB2                                                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                              |
| ID do Gene (humano) | 3595                                                                                                                                                |
| ID do Gene          | 3595                                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 420-620 do IL12RB2 humano (NP_001550.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                                                    |
| SWISS               | Q99665                                                                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 97kDa                                                                                                                                               |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                                       |