


Anticorpo Monoclonal Anti-IL13Ra1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78552

Número do item: CM0009386



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao IL13RA1 humano (CD213A1, NR4, CT19). Validado para Western blot, IHC e ELISA. Explore a sinalização de IL-13/IL-4 e a biologia do antígeno câncer/testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL13RA1 Rabbit mAb
Observações/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3597
GeneID	3597
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do IL13RA1 humano (P78552).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso Proteico	49kDa
Envio	Bolsa de gelo