


Anticorpo Policlonais Anti-IL13Ra1 Para Wb, Elisa - P78552

Número do item: CM0027921



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade alfa-1 do receptor da interleucina-13 (IL13RA1, CD213A1). Adequado para WB e ELISA em humanos e camundongos. O imunógeno recombinante detecta proteína de ~49 kDa. Ideal para pesquisa de sinalização de IL13/IL4 e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL13RA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3597
GeneID	3597
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-343 da IL13RA1 humana (NP_001551.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P78552
Peso da Proteína	49 kDa
Transporte	Bolsa de gelo