

Anticorpo Policlonal Anti-IL13Ra2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q14627

Número do item: CM0021274



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-IL13RA2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta a proteína IL13RA2 humana, de rato e de rato. Relevante para estudos de sinalização de IL-13 e modulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL13RA2 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
Espécie	Humano
ID do Gene	3598 (Humano)
Imunogénio	Péptido sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q14627
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo