

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL13Ra2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14627

Número do item: CM0019592



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IL13RA2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de IL-13, regulação imunológica e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | IL13RA2 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| ID do Gene (Humano) | 3598                                                                                                                         |
| ID do Gene          | 3598                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-343 do IL13RA2 humano (NP_000631.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS               | Q14627                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 44kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                 |