

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL15 Para Wb E Elisa - P40933

Número do item: CM0019482



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a interleucina-15 humana (IL-15), validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com IL-15 de camundongo. Adequado para estudar respostas imunes mediadas por IL-15 e vias de sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IL15 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IL15; IL-15; interleucina-15
Espécie	Humano
ID do Gene	3600
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-162 da IL15 humana (NP_000576.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P40933
Peso Proteico	14kDa/18kDa
Envio	Saco de gelo