

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL15Ra Para Wb, Elisa - Q60819

Número do item: CM0020499



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade alfa do receptor da interleucina-15 de camundongo (IL-15RA). Validado para aplicações de WB e ELISA. Adequado para estudos sobre sinalização da IL-15, regulação imunológica e biologia dos receptores de citocinas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | IL15ra Rabbit pAb                                                                                                        |
| Observações/Apelido | IL-15RA; IL15ra                                                                                                          |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 3601                                                                                                                     |
| GeneID              | 16169                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 33-105 de IL15ra de camundongo (NP_032384.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade cruzada | Camundongo                                                                                                               |
| SWISS               | Q60819                                                                                                                   |
| Peso da proteína    | 28 kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |