

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL17A Para Wb, Elisa - Q62386

Número do item: CM0007333

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à IL-17A de camundongo, validado para WB e ELISA. Reconhece uma proteína de 17 kDa envolvida na imunidade Th17 e inflamação. Ideal para pesquisa de resposta imune e defesa do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-IL17A de Coelho
Observações/Apelidos	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A; IL17A
Espécie	Camundongo
ID do Gene	16171
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-158 da IL17A de camundongo. (NP_034682.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62386
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo