

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL17C Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0M4

Número do item: CM0014952

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-IL17C, validado para WB, IF/ICC e ELISA, reconhece IL-17C humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a imunidade inata epitelial e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL17C pAb de Coelho
Observações/Apelido	CX2; IL-17C; IL17C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27189
ID do Gene	27189
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-197 do IL17C humano (NP_037410.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P0M4
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo