

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL17F Para Wb, Elisa - Q96Pd4

Número do item: CM0030133



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL17F humano, adequado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo; direciona-se a uma citocina Th17 chave na imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL17F pAb de Coelho
Observações/Apelido	ML1; ML-1; IL17A; CANDF6; IL-17F
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	112744
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-163 da IL17F humana (NP_443104.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96PD4
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de Gelo