

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL17Ra Para Wb, Elisa - Q96F46

Número do item: CM0012203



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o IL17RA humano (CD217), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a função do receptor IL-17 na imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL17RA Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23765
GeneID	23765
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 767-866 do IL17RA humano (Q96F46).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96F46
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco com gelo