

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL17Ra Para Wb, Elisa - Q96F46

Número do item: CM0015278



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL17RA humana (receptor A de IL-17, CD217), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de IL-17, inflamação e defesa do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL17RA Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23765
GeneID	23765
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-320 da IL17RA humana (NP_055154.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96F46
Peso Proteico	96 kDa
Envio	Em bolsa de gelo