

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL17Rb Para Wb & Elisa - Q9Nrm6

Número do item: CM0017854



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para IL17RB humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. O alvo é um receptor para IL17B e IL17E, envolvido no crescimento/diferenciação de células hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL17RB pAb de Coelho
Observações/Apelido	CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; IL17RB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55540
ID do Gene	55540
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-292 do IL17RB humano (NP_061195.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRM6
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de Gelo