

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL17Re Para Wb, Elisa - Q8Nfr9

Número do item: CM0016216

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL17RE humano, validado para aplicações de WB e ELISA. Reconhece IL17RE humano e de camundongo (UniProt Q8NFR9), um receptor de IL17C envolvido na imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL17RE Rabbit pAb
Observações/Alias	IL17RE
Espécie	Humano
GenelD	132014
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-260 de IL17RE humano (NP_705613.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NFR9
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Bolsa de gelo