

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL18 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P70380

Número do item: CM0021736

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL18 de camundongo, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo uma citocina pró-inflamatória envolvida nas respostas das células Th1 e NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IL18 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Igíf; IL-18; IL18
Espécie	Camundongo
ID do gene (Humano)	3606
ID do gene	16173
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P70380
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo