

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL18 Para Wb, Ip, Elisa - Q14116

Número do item: CM0012928



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a IL-18 humana (fator indutor de IFN-gama), validado para WB, IP, ELISA. Ideal para estudar a sinalização de citocinas inflamatórias, respostas de células Th1/NK, piroptose e pesquisa de carcinoma ovariano. - Q14116

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL18 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3606
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 37-193 da IL18 humana (NP_001553.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14116
Peso Proteico	22kDa

Envio