

Polimab® Anti-IL18 De Coelho Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14116

Número do item: CM0004289

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra IL18 humano (IL-18 maduro). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a citocina pró-inflamatória IL-18 na barreira epitelial, respostas de células Th1/NK e piroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL18 Rabbit PolymAb®
Observações/Alias	IL-18 maduro
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3606
GeneID	3606
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-193 da IL18 humana (NP_001553.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14116
Peso Proteico	18 KDa
Envio	Saco de gelo