

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL18Bp Para Wb, If/Icc, Elisa - O95998

Número do item: CM0028431



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL18BP humana (proteína de ligação à interleucina-18) para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com IL18BP de camundongo. Útil para estudar a inibição da IL-18 e a resposta precoce de citocinas TH1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-IL18BP
Observações/Alias	FVH, IL18BPα, IL18BP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10068
ID do Gene	10068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-194 da IL18BP humana (NP_001138529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95998
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo