


Anticorpo Policlonal Anti-IL18R1/IL-18 R Alfa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13478

Número do item: CM0023710



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao IL18R1 humano (CD218a, IL-18R α), adequado para Western blot, imunohistoquímica (IHC-P), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Detecta IL18R1 humano, de rato e de camundongo. Ideal para investigar a ativação de células Th1 mediada por IL18 e a sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL18R1/IL-18 R alfa pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alfa; IL18R1/IL-18 R alfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8809
GeneID	8809
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13478
Peso Proteico	62kDa
Envio	Em saco de gelo