

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-IL1R1 Para Wb E Elisa - P14778

Número do item: CM0026442



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra IL1R1 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre sinalização de interleucina-1 e resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL1R1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P80; IL1R; IL1RA; CD121A; D2S1473; IL-1RT1; IL-1R-alfa; IL1R1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3554
ID do Gene	3554
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 380-569 do IL1R1 humano (NP_000868.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14778
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo