

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL1R2 Para Wb, Elisa - P27930

Número do item: CM0023493



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL1R2 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece IL1R2 humano e de camundongo, o receptor isca para IL1 beta envolvido na inflamação e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL1R2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IL1RB; CD121b; IL1R2c; CDw121b; IL-1R-2; IL-1RT2; IL-1RT-2; IL1R2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7850
ID do Gene	7850
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-320 da IL1R2 humana (NP_775465.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P27930
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo