

Anticorpo Policlonal Anti-IL1Ra Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P18510

Número do item: CM0022797



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL1RA (antagonista do receptor da interleucina-1) para aplicações de Western blot, IF/ICC, IF-P e ELISA. Detecta IL1RA humano, de camundongo e de rato. Útil para estudos de inflamação e sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IL1RA Rabbit pAb
Observações/Alias	DIRA; IRAP; IL1F3; IL1RA; MVCD4; IL-1RN; IL-1ra; IL-1ra3; ICIL-1RA
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3557
GeneID	3557
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-177 da IL1RA humana (NP_776214.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P18510
Peso da proteína	20 kDa
Transporte	Bolsa de gelo