

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL1RL1 Para Wb, Elisa - Q01638

Número do item: CM0022913



introdução

IL1RL1 Rabbit pAb validado para WB e ELISA; detecta IL1RL1 (ST2) humano, de camundongo e rato, um receptor para IL-33 envolvido na imunidade inata e adaptativa. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL1RL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	T1; ST2; DER4; ST2L; ST2V; FIT-1; IL33R; IL1RL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9173
GeneID	9173
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-328 da IL1RL1 humana (NP_057316.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01638
Peso Proteico	63kDa
Envio	Bolsa de gelo