

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL1Rn Para Wb, If/Icc, Elisa - P25085

Número do item: CM0019256

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL1RN de rato, um antagonista do receptor de interleucina-1 anti-inflamatório. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para IL1RN humano e de rato. Ideal para estudar regulação imunológica e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL1RN pAb de Coelho
Observações/Apelido	IL-1ra; F630041P17Rik; IL1RN
Espécie	Rato
GeneID	16181
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-178 do IL1RN de rato (NP_001034790.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P25085
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo