

Anticorpo Policlonal Anti-IL1B Para Wb, Elisa - P01584

Número do item: CM0023312



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra IL-1 beta humana, uma citocina pró-inflamatória chave. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisas sobre inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL1β pAb de Coelho
Observações/Apeliido	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1β
Espécie	Humano
GeneID	3553
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-170 da IL1β humana (NP_000567.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01584
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo