

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL1B Para Wb, Elisa - P10749

Número do item: CM0004447



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IL1 β validado para WB e ELISA. Detecta IL1 β de camundongo (P10749), uma citocina pró-inflamatória envolvida na febre, ativação de células T e piroptose. Indicado para pesquisas em inflamação e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL1 β Rabbit mAb
Observações/Alias	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3553
GeneID	16176
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-269 da IL1 β de camundongo (P10749).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10749
Peso da Proteína	31kDa
Transporte	Saco de gelo