

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL1B Para Wb, If-P, Elisa - P01584

Número do item: CM0004905



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho IL1 β de alta especificidade validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano. Tem como alvo uma citocina pró-inflamatória fundamental na resposta imune e pesquisa de doenças. Ideal para desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho IL1 β
Observações/Apêndice	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3553
ID do Gene	3553
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-269 da IL1 β (NP_000567.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01584
Peso da Proteína	31 kDa
Transporte	Saco de gelo