

Anti-IL1B Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P01584

Número do item: CM0005315



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a IL-1 β humana (interleucina-1 beta), uma citocina pró-inflamatória chave. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar inflamação, piroptose e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL1 β mAb de Coelho
Observações/Apelido	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3553
ID do Gene	3553
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 117-269 da IL1 β humana (NP_000567.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01584
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo