


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL1B Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10749

Número do item: CM0008229



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra IL1 β , validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com IL1 β humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra IL1 β
Observações/Apelido	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3553
GeneID	16176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 118-269 da IL1 β de camundongo (NP_032387.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P10749
Peso da proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo