


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL2 Para Wb, Elisa - P04351

Número do item: CM0003221



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra IL2 de rato, validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa de resposta imune, direcionando-se ao fator de crescimento de células T a 19 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL2 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apêndice	IL-2; IL2
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	3558
ID do Gene	16183
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-169 da IL2 de rato (NP_032392.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P04351
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo