


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL2 Para Wb, Fc, Elisa - P60568

Número do item: CM0002792



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Interleucina-2 (IL-2) humana. Adequado para Western blot, citometria de fluxo e ELISA. Pesquisadores o utilizam para estudar resposta imune, proliferação de células T e sinalização de citocinas no desenvolvimento de imunoterapias.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | IL2 mAb de Coelho                                                                                                                             |
| Observações/Alias   | IL-2; TCGF; linfocina; IL2                                                                                                                    |
| Espécie             | Humana                                                                                                                                        |
| ID do Gene (Humano) | 3558                                                                                                                                          |
| ID do Gene          | 3558                                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-153 da IL2 humana (NP_000577.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, FC, ELISA                                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humana                                                                                                                                        |
| SWISS               | P60568                                                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 18kDa                                                                                                                                         |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                                                  |