


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL2 Para Wb, If-P, Elisa - P04351

Número do item: CM0007182



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à interleucina-2 (IL2) de camundongo. Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Ideal para estudar a regulação imunológica e a função das células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra IL2
Observações/Alcunha	IL-2
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	3558
ID do gene (camundongo)	16183
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-169 da IL2 de camundongo (NP_032392.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P04351
Peso da proteína	19 kDa
Transporte	Bolsa de gelo