


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P60568

Número do item: CM0010297



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa a IL-2 humana (interleucina-2, TCGF). Adequado para aplicações de Western blot, imunofluorescência e ELISA. Ideal para estudar o crescimento de células T, resposta imune e tolerância.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IL2 Rabbit mAb
Observações/Apeliido	IL-2; TCGF; linfocina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3558
ID do Gene	3558
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-153 da IL-2 humana (NP_000577.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P60568
Peso da Proteína	18kDa
Envio	