

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL2 Para Wb, Elisa - P60568

Número do item: CM0013277



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a Interleucina-2 humana (IL-2). Validado para aplicações de WB e ELISA. Ideal para estudar a proliferação de células T, a tolerância imunológica e a sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra IL2
Observações/Apelido	IL-2; TCGF; linfocina; IL2
Espécie	Humana
GeneID	3558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-153 da IL2 humana (NP_000577.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P60568
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo