


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-IL2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60568

Número do item: CM0023605



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra IL-2 (IL2) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de resposta imunológica e células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL2 Rabbit pAb
Observações/Alias	IL-2; TCGF; linfocina; IL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3558
GeneID	3558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-153 de IL2 (NP_000577.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60568
Peso Proteico	18kDa
Envio	Bolsa de gelo