


Anticorpo Policlonal Anti-IL20Rb Para Wb, Elisa - Q6Uxl0

Número do item: CM0024819



introdução

A CamelBio oferece este anticorpo policlonal anti-IL20RB de coelho, validado em WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato, para pesquisa de receptor de citocinas e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL20RB pAb Coelho
Observações/Apelido	DIRS1; FNDC6; IL-20R2; IL20RB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	53833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 48-177 do IL20RB humano (NP_653318.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6UXL0
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo