

Anticorpo Policlonal Anti-IL21 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Hbe4

Número do item: CM0030122



introdução

O pAb de Coelho IL21 é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta IL-21 humano, de camundongo e de rato, uma citocina chave na regulação imunológica. Adequado para pesquisa em células Tfh, centros germinativos e respostas de anticorpos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL21 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Za11; IL-21; CVID11; IL21
Espécie	Humano
ID do Gene	59067
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-162 do IL21 humano (NP_068575.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HBE4
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Saco de gelo