

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL21 Para Wb E Elisa - Q9Hbe4

Número do item: CM0005678



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-IL21 validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com a IL21 humana, uma citocina chave na geração de células Tfh e nas respostas de anticorpos. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL21 Rabbit mAb
Observações/Alias	Za11; IL-21; CVID11; IL21
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	59067
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-162 da IL21 humana (NP_068575.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HBE4
Peso da Proteína	17KDa/18KDa
Envio	Saco de gelo