


Anticorpo Monoclonal Anti-IL22 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzx6

Número do item: CM0004307



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IL22 humana (Interleucina-22), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em inflamação e barreira epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL22 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	TIFa; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	50616
ID do Gene	50616
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-179 da IL22 humana (NP_065386.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZX6
Peso Proteico	20kDa
Envio	Em saco de gelo