

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL22 Para Wb, Elisa - Q9Jjy9

Número do item: CM0018793



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra IL22 de camundongo, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas e de camundongo. Reconhece uma citocina essencial para a integridade da barreira epitelial e a regeneração tecidual. - Q9JjY9

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IL22 pAb de coelho
Observações/Apelidos	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa; IL22
Espécie	Camundongo
ID do gene	50929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-179 da IL22 de camundongo. (NP_058667.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9JjY9
Peso da proteína	20 kDa
Transporte	Bolsa de gelo