


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL22 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzx6

Número do item: CM0029871



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL22 humana, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de inflamação, função da barreira epitelial e medicina regenerativa. SWISS: Q9GZX6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL22 Rabbit pAb
Observações/Alíase	TIFa; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	50616
ID do Gene	50616
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-179 da IL22 humana (NP_065386.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZX6
Peso Molecular da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo